


Kaninchen Anti-Humaner Axl Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P30530

Artikelnummer: CM0008790



Einführung

ABflo 488-konjugierter Kaninchen anti-humaner AXL monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Ziel ist humanes AXL (P30530), eine Rezeptor-Tyrosinkinase, die an Zellüberleben, Proliferation und angeborener Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner AXL mAb
Bemerkungen/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	558
Gen-ID	558
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 33-449 von humanem AXL (NP_068713.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P30530
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel