

Kaninchen Anti-Mensch B7-H2/Cd275 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O75144

Artikelnummer: CM0004027



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches B7-H2/CD275 (ICOS-Ligand), entwickelt für die Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur T-Zell-Kostimulation und Immun-Checkpoints, mit Kreuzreaktivität für Menschen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human B7-H2/CD275 mAb
Anmerkungen/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	23308
GeneID	23308
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-256 des menschlichen B7-H2/CD275 (NP_056074.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75144
Proteingewicht	20kDa/33kDa34kDa
Versand	Eisbeutel