

Kaninchen Anti-Human Bcl6 Mab - P41182

Artikelnummer: CM0004938



Einführung

Anti-BCL6 monoklonaler Antikörper, konjugiert an , validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC) an humanen Proben. Ideal für die Keimzentrums-B-Zell- und Lymphomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human BCL6 mAb
Bemerkungen/Alias	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-cell CLL/lymphoma 6
Spezies	Human
GeneID	604
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 235-350 von humanem BCL6 (NP_001124317.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P41182
Protein-Gewicht	72kDa/78kDa
Versand	Eisbeutel