

Kaninchen Anti-Human Bcl6 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P41182

Artikelnummer: CM0011455



Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes BCL6, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Entwickelt für die Keimzentrums-B-Zell- und Lymphomforschung, mit Spezifität für das Protein P41182.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human BCL6 mAb
Bemerkungen/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Spezies	Mensch
GeneID	604
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 235-350 von humanem/murinem BCL6 (NP_001124317.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41182
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel