

Kaninchen Anti-Human Bcl6 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P41182

Artikelnummer: CM0011162



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes BCL6 (SWISS P41182), validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der Biologie des Keimzentrums und der transkriptionellen Repression. Lieferung durch CamelBio für die Beschaffung von IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human BCL6 mAk
Bemerkungen/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	604
Gen-ID	604
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 235-350 von humanem/mäuse BCL6 (NP_001124317.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41182
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel