

Kaninchen-Anti-Humaner Bcl6-Monoklonaler Antikörper Für Die Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P41182

Artikelnummer: CM0009542



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-anti-humaner BCL6-monoklonaler Antikörper für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt humanes BCL6 (79 kDa, P41182), einen für Reaktionen im Keimzentrum essenziellen transkriptionellen Repressor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes BCL6 mAb
Bemerkungen/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	604
GeneID	604
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 235-350 des humanen/murinen BCL6 entspricht (NP_001124317.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41182
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Kühlakku