

Kaninchen-Anti-Humanes Btn3A1/2/3-Mab - 000481 / P78410 / 000478

Artikelnummer: CM0011732



Einführung

Hochwertiger monoklonaler ABflo®-488-Kaninchenantikörper gegen humanes BTN3A1/2/3 für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt humanes BTN3A1/2/3 (CD277), das für die T-Zell-Aktivierung und die Immunantwort von entscheidender Bedeutung ist. Ideal für die immunologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes BTN3A1/2/3-mAb
Bemerkungen/Alias	BTf5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Art	Mensch
GeneID	11119/11118/10384
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz umfasst, die den Aminosäuren 470-630 des humanen BTN3A1 (NP_008979.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00481/P78410/O00478
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku