

Abflo 488 Kaninchen Anti-Humaner C5Ar1/Cd88 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P21730

Artikelnummer: CM0004526



Einführung

ABflo 488-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes C5AR1/CD88 (C5aR), validiert für die Durchflusszytometrie. ~39 kDa, Reaktivität: human, Versand auf Eis. Für die Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner C5AR1/CD88 mAb
Bemerkungen/Alias	C5A; C5AR; C5R1; CD88
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	728
Gen-ID	728
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen C5AR1/CD88 (NP_001727.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P21730
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche