


Kaninchen Anti-Human Calreticulin Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intra) - P27797

Artikelnummer: CM0011279



Einführung

Hochwertiger, -konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper gegen humanes Calreticulin, geeignet für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC intra). Validiert für humane Proben. Ideal zur Untersuchung der ER-Chaperon-Funktion, der Qualitätskontrolle von Proteinen und des Kalzium-Homöostase. Bezogen über CamelBio für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human Calreticulin mAk
Bemerkungen/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Spezies	Human
GenID (Human)	811
GenID	811
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P27797
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel