


Kaninchen Anti-Human Calreticulin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P27797

Artikelnummer: CM0004016



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes Calreticulin gerichtet ist, für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet zum Nachweis von Calreticulin, einem ER-Chaperon, das an der Proteinfaltung und Kalziumsignalgebung beteiligt ist, in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Calreticulin mAb
Bemerkungen/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	811
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 335-417 von humanem Calreticulin (NP_004334.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (Intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P27797
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel