


Kaninchen Anti-Human Car/Cxadr Mab Für Fc - P78310

Artikelnummer: CM0011508



Einführung

Kaninchen anti-human CAR/CXADR monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt humanes CXADR (CAR), einen 40 kDa Coxsackievirus- und Adenovirus-Rezeptor, der an Zelladhäsion und Viruseintritt beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	Kaninchen anti-human CAR/CXADR mAb
Bemerkungen/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1525
Gen-ID	1525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-237 von humanem CAR/CXADR (NP_001329.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78310
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eistüte