


Kaninchen-Anti-Human-Car/Cxadr-Mab - P78310

Artikelnummer: CM0008315



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CAR/CXADR (P78310). Für die Durchflusszytometrie validiert. CAR fungiert als Zelladhäsionsmolekül und viraler Rezeptor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CAR/CXADR-mAb
Bemerkungen/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-237 des humanen CAR/CXADR (NP_001329.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78310
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku