


Kaninchen Anti-Human Car/Cxadr Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P78310

Artikelnummer: CM0007957



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen den menschlichen Coxsackie- und Adenovirus-Rezeptor (CAR/CXADR) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Erkennt ein Epitop in der extrazellulären Domäne (aa20-237). Ideal für Forschung zu viralem Eintritt, Zelladhäsion und epithelialen Verbindungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CAR/CXADR mAb
Bemerkungen/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1525
GenID	1525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-237 von humanem CAR/CXADR (NP_001329.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78310
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel