

Kaninchen-Anti-Humaner-Casr-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P41180

Artikelnummer: CM0009552



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CaSR für die Durchflusszytometrie. In humanen Proben validiert; erkennt den extrazellulären kalziumsensitiven Rezeptor, einen wichtigen Regulator der Kalziumhomöostase und der Nebenschilddrüsenfunktion. Ideal für die Nieren- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes-CaSR-mAb
Bemerkungen/Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHCl; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	846
GeneID	846
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 211-310 des humanen CaSR (NP_000379.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41180
Proteingewicht	121 kDa
Versand	Kühlakku