

Kaninchen Anti-Human Casr Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P41180

Artikelnummer: CM0005698



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen menschliches CaSR (extrazellulärer Kalzium-sensing-Rezeptor) gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für Forschung zur Kalziumhomöostase und GPCR-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CaSR mAk
Bemerkungen/Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	846
GenID	846
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 211-310 von menschlichem CaSR (NP_000379.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41180
Proteingewicht	121kDa
Versand	Eisbeutel