

Kaninchen Anti-Human Ccd3 Mak Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P07766

Artikelnummer: CM0010383



Einführung

-konjugierter monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes CD3E (CD3 epsilon) für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt ein 23 kDa großes T-Zell-Membranprotein, das für die TCR-Signalübertragung und die adaptive Immunität von entscheidender Bedeutung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human cCD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Human
GeneID	916
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem CD3E entspricht (NP_000724.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P07766
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel