


Kaninchen Anti-Mensch Cd100/Sema4D Mak - Q92854

Artikelnummer: CM0005994



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper, konjugiert mit , der gegen humanes CD100/SEMA4D gerichtet ist. Geeignet für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Nützlich für die Forschung zur Semaphorin-Signalübertragung, Immunzellaggregation und neuronalen Migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD100/SEMA4D mAb
Bemerkungen/Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; Semaphorin-4D
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10507
GenID	10507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-734 von humanem Semaphorin-4D/CD100 (NP_006369.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92854
Proteingewicht	82kDa/96kDa
Versand	Eisbeutel