


Kaninchen Anti-Human Cd100/Sema4D Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - Q92854

Artikelnummer: CM0004358



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD100/SEMA4D, validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Untersuchung der Semaphorin-4D-Rezeptorsignalgebung, der Neuritenentwicklung und der Aggregation von Immunzellen. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD100/SEMA4D mAk
Bemerkungen/Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; Semaphorin-4D
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10507
Gen-ID	10507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 22-734 von humanem Semaphorin-4D/CD100 (NP_006369.3) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q92854
Proteingewicht	82kDa/96kDa
Versand	Eisbeutel