

Kaninchen Anti-Human Cd101/Igsf2 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Fc - Q93033

Artikelnummer: CM0004441

Einführung

Dieser monoklonale Kaninchen-Antikörper zielt auf humanes CD101/IGSF2 (V7, EWI-101) ab, einen Inhibitor der T-Zell-Proliferation. Geeignet für IF/ICC und Durchflusszytometrie in der immunologischen Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD101/IGSF2 mAb
Anmerkungen/Alias	V7, IGSF2, EWI-101
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9398
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-410 von humanem CD101/IGSF2 (NP_004249.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q93033
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Kühlakku