

Kaninchen-Anti-Humaner-Cd101/Igsf2-Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - Q93033

Artikelnummer: CM0011952

Einführung

Hochwertiger, mit markierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD101 (IGSF2, V7) für Anwendungen in der Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Geeignet für die Erforschung der Hemmung der T-Zell-Proliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner-CD101/IGSF2-mAb
Anmerkungen/Alias	V7; IGSF2; EWI-101
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9398
GeneID	9398
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21–410 des humanen CD101/IGSF2 (NP_004249.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q93033
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Kühlakku