

## Abflo 594 Kaninchen Anti-Mensch Cd104/Integrin Beta-4 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc,Fc - P16144

Artikelnummer: CM0012631



### Einführung

Hochwertiger ABflo 594-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD104/Integrin  $\beta$ 4 (ITGB4), validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Erkennt ein 202 kDa Protein, kreuzreaktiv mit Mensch, ideal für Forschung an Epithelzellen und Hemidesmosomen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rabbit anti-Human CD104/Integrin $\beta$ 4 mAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | CD104; GP150; JEB5A; JEB5B                                                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                           |
| GeneID (Mensch)   | 3691                                                                                                                                             |
| GeneID            | 3691                                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 611-710AA von humanem CD104/Integrin $\beta$ 4 (NP_000204.3) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                        |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                           |
| Anwendung         | IF/ICC,FC                                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                           |
| SWISS             | P16144                                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 202kDa                                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                        |