

Kaninchen-Anti-Human-Cd104/Integrin-B4-Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P16144

Artikelnummer: CM0010117



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Integrin $\beta 4$ (CD104, GP150). Validiert für IF/ICC- und FC-Anwendungen. Fungiert als Lamininrezeptor und Bestandteil von Hemidesmosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD104/Integrin- $\beta 4$ -mAb
Anmerkungen/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3691
GeneID	3691
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 611-710AA des menschlichen CD104/Integrin $\beta 4$ (NP_000204.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16144
Proteingewicht	202 kDa
Versand	Kühlakku