

Kaninchen Anti-Human Cd104/Integrin B4 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P16144

Artikelnummer: CM0004033



Einführung

Dieser -konjugierte Kaninchen-monoklonale Antikörper zielt auf humanes CD104/Integrin $\beta 4$ (SWISS: P16144) ab und ist für IF/ICC- und FC-Anwendungen validiert. Er erkennt die extrazelluläre Domäne (aa 611-710) von ITGB4 und eignet sich für Studien zur Adhäsion und Signalübertragung von Epithelzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD104/Integrin $\beta 4$ mAb
Bemerkungen/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3691
GeneID	3691
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 611-710AA von humanem CD104/Integrin $\beta 4$ (NP_000204.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16144
Proteingewicht	202 kDa
Versand	Eisbeutel