


Kaninchen Anti-Humaner Cd105/Endoglin Mab Für Fc - P17813

Artikelnummer: CM0010997



Einführung

-konjugierter, für die Durchflusszytometrie optimierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD105/Endoglin. Ermöglicht den zuverlässigen Nachweis von Endoglin in Angiogenese- und Endothelzellstudien. Geliefert von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD105/Endoglin mAb
Bemerkungen/Alias	ENG; END; HHT1; ORW1; Endoglin
Spezies	Human
GeneID	2022
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-337 von humanem CD105/Endoglin (NP_001108225.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P17813
Proteingewicht	67kDa/70kDa
Versand	Kühltasche