

Kaninchen Anti-Human Cd105/Endoglin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P17813

Artikelnummer: CM0004053



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD105/Endoglin, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Endoglin ist ein transmembranes Glykoprotein, das an der Angiogenese und der TGF-beta-Signalübertragung beteiligt ist. Geeignet für Studien an Endothelzellen und zur Immunphänotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD105/Endoglin mAb
Anmerkungen/Alias	ENG; END; HHT1; ORW1; Endoglin
Spezies	human
GeneID	2022
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-337 des humanen CD105/Endoglins entspricht (NP_001108225.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P17813
Proteingewicht	67kDa/70kDa
Versand	Eisbeutel