

Kaninchen-Anti-Mensch Cd112/Nectin-2 Mak - Q92692

Artikelnummer: CM0012031



Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der humanes CD112/Nectin-2 für die Durchflusszytometrie targeted. Validiert für humane Proben ermöglicht dieser Antikörper Forschung zu T-Zell-Signalwegen, Immun-Checkpoints und viralem Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD112/Nectin-2 mAk
Bemerkungen/Alias	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectin-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5819
GenID	5819
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 32-158 von humanem CD112/Nectin-2 entspricht (NP_001036189.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92692
Proteingewicht	51kDa/57kDa
Versand	Eisbeutel