

Kaninchen Anti-Human Cd112/Nectin-2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q92692

Artikelnummer: CM0012243



Einführung

-konjugierter, kaninischer monoklonaler Antikörper gegen humanes CD112/Nectin-2, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt eine extrazelluläre Epitope innerhalb der Aminosäuren 32-158. Geeignet für T-Zell-Signalstudien und Virus-Eintrittsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD112/Nectin-2 mAb
Bemerkungen/Alias	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; Nectin-2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5819
Gen-ID	5819
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 32-158 von humanem CD112/Nectin-2 entspricht (NP_001036189.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q92692
Proteingewicht	51kDa/57kDa
Versand	Eistasche