

Kaninchen Anti-Human Cd112/Nectin-2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q92692

Artikelnummer: CM0010579



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD112/Nectin-2 gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Nectin-2 ist ein T-Zell-Modulator und Rezeptor für den Viruseintritt; ideal für die Immunonkologie und Virologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD112/Nectin-2 mAk
Bemerkungen/Alias	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectin-2
Spezies	Human
GenID (Human)	5819
GenID	5819
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 32-158 von humanem CD112/Nectin-2 (NP_001036189.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q92692
Proteingewicht	51kDa/57kDa
Versand	Eisbeutel