

Kaninchen Anti-Mensch Cd116 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P15509

Artikelnummer: CM0011788



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD116 (GM-CSF Rezeptor α). Validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zu hämatopoetischen Zellen und Analysen der Rezeptorexpression. SWISS: P15509.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD116 mAb
Bemerkungen/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Spezies	Mensch
Gen-ID	1438
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD116 (NP_006131.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15509
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel