

Kaninchen Anti-Human Cd116 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P15509

Artikelnummer: CM0011170



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD116, die Alpha-Untereinheit des GM-CSF-Rezeptors. Validiert für Durchflusszytometrie zur Untersuchung der Proliferation, Differenzierung und Zytokin-Signalgebung hämatopoetischer Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD116 mAb
Bemerkungen/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Spezies	Human
GenID (Human)	1438
GenID	1438
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-320 von humanem CD116 (NP_006131.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15509
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel