

Kaninchen-Anti-Mensch Cd117/C-Kit Mak Für Durchflusszytometrie - P10721

Artikelnummer: CM0004440



Einführung

Kaninchen-anti-Mensch CD117/c-Kit mAk validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt humanes CD117/c-Kit (SWISS P10721), eine Rezeptor-Tyrosinkinase, die entscheidend für die Hämatopoese und Erhaltung von Stammzellen ist. Ideal für die hämatologische und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD117/c-Kit mAk
Bemerkungen/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3815
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-520 von humanem CD117/c-Kit (NP_000213.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10721
Proteinmasse	110 kDa
Versand	Eisbeutel