

Kaninchen Anti-Human Cd117/C-Kit Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P10721

Artikelnummer: CM0012326



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD117/c-Kit, konjugiert mit für die Durchflusszytometrie. Erkennt die rekombinante extrazelluläre Domäne (AS 26-520). Reagiert mit humanen Zellen, ideal für die Forschung an hämatopoetischen Stammzellen und Mastzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD117/c-Kit mAb
Anmerkungen/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Spezies	Human
Gen-ID	3815
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 26-520 des humanen CD117/c-Kit enthält (NP_000213.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P10721
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel