

Kaninchen-Anti-Mensch Cd119/Ifngr1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P15260

Artikelnummer: CM0008019



Einführung

Kaninchen-anti-Mensch CD119/IFNGR1 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Spezifisch für den menschlichen Interferon-Gamma-Rezeptor 1, einen zentralen Immunregulator. Geeignet für Studien zu antiviralen, antitumoralen und infektiösen Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD119/IFNGR1 mAk
Bemerkungen/Alias	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; Interferon-Gamma-Rezeptor 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3459
Gen-ID	3459
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-245 des menschlichen CD119/IFNGR1 enthält. (NP_000407.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15260
Proteingewicht	21 kDa/54 kDa
Versand	Eisbeutel