

Kaninchen-Anti-Human-Cd119/Ifngr1-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Fc) - P15260

Artikelnummer: CM0010405



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD119/IFNGR1. Für die Durchflusszytometrie (FC) entwickelt und unter Verwendung eines rekombinanten Protein-Immunogens validiert. IVD-Rohmaterial ausschließlich für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD119/IFNGR1-mAk
Bemerkungen/Alias	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; Interferon-Gamma-Rezeptor 1
Art	Mensch
Gen-ID	3459
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen CD119/IFNGR1
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15260
Proteingewicht	21 kDa/54 kDa
Versand	Kühlakku