

Kaninchen-Anti-Mensch Cd119/Ifngr1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P15260

Artikelnummer: CM0012193



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Mensch CD119/IFNGR1 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Entwickelt gegen die extrazelluläre Domäne AA 18-245; ideal für die Untersuchung von Interferon-Gamma-Rezeptor-vermittelten Immunantworten. - P15260

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD119/IFNGR1 mAb
Bemerkungen/Alias	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3459
GeneID	3459
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-245 von menschlichem CD119/IFNGR1 enthält. (NP_000407.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15260
Proteinmasse	21 kDa/54 kDa
Versand	Eisbeutel