


Kaninchen-Anti-Mensch Cd11A Mak Für Fc - P20701

Artikelnummer: CM0004945



Einführung

Hochwertiger -konjugierter Kaninchen-anti-Mensch CD11a monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt die LFA-1-alpha-Kette (Integrin alpha-L), einen wichtigen Leukozyten-Adhäsionsrezeptor. Geeignet für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD11a mAk
Anmerkungen/Aliase	CD11A; LFA-1; LFA1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3683
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-340 von humanem CD11a enthält (NP_002200.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20701
Proteinmolekulargewicht	118 kDa / 129 kDa / 134 kDa
Versand	Eispackung