


Kaninchen Anti-Mensch Cd11A Mab - P20701

Artikelnummer: CM0004483



Einführung

Kaninchen anti-Mensch CD11a monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Targetet Integrin alpha-L (LFA-1), einen Leukozyten-Adhäsionsrezeptor, der an Interaktionen von Immunzellen beteiligt ist. Reagiert mit menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD11a mAb
Bemerkungen/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3683
GenID	3683
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-340 von menschlichem CD11a (NP_002200.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20701
Proteingewicht	118kDa/129kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel