

Kaninchen-Anti-Mensch Cd11A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P20701

Artikelnummer: CM0004527



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD11a (ITGAL, LFA-1), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien zu Leukozytenadhäsion, immunologische Synapse und zytolytische Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD11a mAb
Bemerkungen/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3683
Gen-ID	3683
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-340 von humanem CD11a (NP_002200.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20701
Proteingewicht	118kDa/129kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel