


Kaninchen-Anti-Human-Cd120B/Tnfrsf1B-Mab Für Fc - P20333

Artikelnummer: CM0006095



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD120b/TNFRSF1B (TNF-R2/p75). Für die Durchflusszytometrie validiert und geeignet zur Untersuchung der TNF-Signalübertragung, Apoptose und Stoffwechselregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD120b/TNFRSF1B-mAb
Anmerkungen/Alias	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7133
GeneID	7133
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 23-257 des humanen CD120b/TNFRSF1B (NP_001057.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20333
Proteingewicht	28 kDa/48 kDa
Versand	Kühlakku