

Kaninchen Anti-Human Cd131 Mab Für Fc - P32927

Artikelnummer: CM0011672



Einführung

-konjugierter monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes CD131 (CSF2RB/IL3RB/IL5RB), die gemeinsame Beta-Untereinheit der IL-3-, IL-5- und GM-CSF-Rezeptoren. Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Erforschung der Hämatopoese und der Zytokinsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD131 mAb
Bemerkungen/Alias	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Spezies	Human
GeneID (Human)	1439
GeneID	1439
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 17-443 des humanen CD131 (NP_000386.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32927
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel