

Kaninchen-Anti-Human-Cd131-Mak Für Die Durchflusszytometrie - P32927

Artikelnummer: CM0008007



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD131 (CSF2RB), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt die gemeinsame Beta-Untereinheit der IL-3-/IL-5-/GM-CSF-Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD131-mAk
Bemerkungen/Alias	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1439
Gen-ID	1439
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 17-443 des humanen CD131 (NP_000386.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32927
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Kühlakku