


Kaninchen Anti-Humaner Cd134/Ox40 Mab Für Fc - P43489

Artikelnummer: CM0007860



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD134/OX40 (TNFRSF4). Entwickelt für die Durchflusszytometrie (FC) in der T-Zellaktivierungs- und Immuntherapieforschung. Spezifisch für humanes CD134.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD134/OX40 mAb
Bemerkungen/Alias	OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L
Spezies	Human
GeneID (Human)	7293
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-216 von humanem CD134/OX40 (NP_003318.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P43489
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel