

Kaninchen Anti-Humanes Cd138 (Syndecan-1) Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P18827

Artikelnummer: CM0009030



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD138/Syndecan-1 (SDC1), validiert für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (aa 23-251) gewährleistet hohe Spezifität für die Exosomen- und Krebsbiomarkerforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD138 mAb
Bemerkungen/Alias	SDC; CD138; SYND1; Syndecan
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6382
GeneID	6382
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-251 von humanem CD138 (NP_002988.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P18827
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel