

Kaninchen Anti-Human Cd138/Syndecan-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P18827

Artikelnummer: CM0011364



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD138 (Syndecan-1) für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für humanes Syndecan-1, ein transmembranes Proteoglykan, das an der Exosomenbiogenese und der Zahnentwicklung beteiligt ist. Ideal für die Krebs- und Exosomenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD138/Syndecan-1 mAb
Bemerkungen/Alias	SDC; CD138; SYND1; Syndecan
Spezies	Human
GeneID (Human)	6382
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-251 von humanem CD138/Syndecan-1 (NP_002988.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P18827
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel