

Kaninchen Anti-Human Cd138/Syndecan-1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P18827

Artikelnummer: CM0009197



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD138 (Syndecan-1) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zum Nachweis der CD138-Expression auf Plasmazellen, für Exosom-Studien und die Forschung an Membranproteoglykanen. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD138 mAb
Bemerkungen/Alias	SDC; CD138; SYND1; Syndecan
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6382
Gen-ID	6382
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-251 von humanem CD138 (NP_002988.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P18827
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel