

Kaninchen Anti-Humaner Cd13/Anpep Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P15144

Artikelnummer: CM0005667



Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler anti-humaner CD13/ANPEP-Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. CD13/ANPEP ist eine Aminopeptidase, die an der Peptidverdauung beteiligt ist und ein Rezeptor für HCoV-229E ist. Ideal für die Immunologie- und Infektionskrankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD13/ANPEP mAb
Bemerkungen/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Spezies	Human
GeneID (human)	290
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 69-967 von humanem CD13/ANPEP (NP_001141.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15144
Protein-Gewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel