

Kaninchen Anti-Human Cd13/Anpep Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P15144

Artikelnummer: CM0005755



Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD13/ANPEP gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Detektiert Oberflächen-Aminopeptidase N auf Leukozyten und Tumorzellen. Human-Reaktivität, 110 kDa. Zuverlässig für die Immunphäotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD13/ANPEP mAk
Bemerkungen/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Spezies	Human
GenID (human)	290
GenID	290
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 69-967 von humanem CD13/ANPEP (NP_001141.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15144
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel