

Kaninchen Anti-Mensch Cd13/Anpep Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P15144

Artikelnummer: CM0009788



Einführung

Hochwertiger -konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD13/ANPEP, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Rekombinantes Protein Immunogen, das die Aminosäuren 69-967 abdeckt. Erkennt native Konformationen auf der Zelloberfläche. Geeignet für Immunphäotypisierung und diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
Bemerkungen/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	290
GeneID	290
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 69-967 von humanem CD13/ANPEP (NP_001141.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15144
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel