

Kaninchen Anti-Human Cd13/Anpep Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P15144

Artikelnummer: CM0004909



Einführung

Kaninchen anti-Human CD13/ANPEP monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie, der auf die 110 kDa Aminopeptidase N (CD13) abzielt, die auf menschlichen Zellen exprimiert wird. Geeignet für die Forschung in den Bereichen Angiogenese, Krebs und Virusinfektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD13/ANPEP mAb
Bemerkungen/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	290
Gen-ID	290
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15144
Protein-Gewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel