


Kaninchen-Anti-Humaner Cd140B/Pdgfrβ-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P09619

Artikelnummer: CM0009433



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Antikörper, validiert für den durchflusszytometrischen Nachweis von humanem CD140b/PDGFRβ. Geeignet zur Untersuchung des β-Rezeptors für plättchenabhängigen Wachstumsfaktor bei Zellproliferation, Gefäßentwicklung und onkologischer Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD140b/PDGFRβ-mAb
Bemerkungen/Alias	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; β-Rezeptor für plättchenabhängigen Wachstumsfaktor
Spezies	Mensch
GeneID	5159
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 33-530 des humanen CD140b/PDGFRB (NP_002600.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09619
Proteingewicht	37 kDa/123 kDa
Versand	Kühlakku